

# EdiArray™ Human CRISPR Cytokine Library 产品说明书

## ( Cat. NO. ARR60316 )

EdiGene 的 EdiArray™ 的 CRISPR 文库产品是根据基因家族进行 Array 形式的文库筛选产品。每一种特定文库中的基因都对应设计了 4 条位点特异的 sgRNA，以慢病毒的方式混合在一起放置在 96 孔板的小孔中。SgRNA 的设计是基于可靠的软件进行，大大提升了 sgRNA 的效率，同时降低脱靶率，并且在 4 条 sgRNA 中有一条 sgRNA 是经过基因敲除验证，保证了每个 96 孔中对应基因的敲除。

细胞因子 ( cytokine, CK ) 是免疫原、丝裂原或其他刺激剂诱导多种细胞产生的低分子量可溶性蛋白质，具有调节固有免疫和适应性免疫、血细胞生成、细胞生长、APSC 多能细胞以及损伤组织修复等多种功能。EdiArray™ Human CRISPR Cytokine Library 包含了 175 个目标基因，每个基因对应 4 条 sgRNA ( 混合在一个孔内 )，总共 700 条 sgRNA。文库以 96 孔板的形式提供。


### 一、产品内容

**名称：**EdiArray™ Human CRISPR Cytokine Library/ EdiArray™ 慢病毒人类细胞因子文库

**数量：**每个基因对应提供 150μL 的慢病毒，分成 50μL/孔

**病毒滴度：**≥1x10<sup>6</sup> TU/mL

**慢病毒质粒图谱：**



**筛选方式：**puromycin

**存储方式：**- 80℃存储，避免反复冻融

**对应 96 孔基因信息：**联系客服人员索取；每块 96 孔板中包含 GFP 阳性对照、非靶向 sgRNA 阴性对照以及 puro 筛选对照孔。

## 二、实验前准备

使用 EdiArray™ 之前，需要确定目标细胞的生长速率，puromycin 的敏感性，Polybrene 的耐受性以及细胞的慢病毒转染效率。

使用 EdiGene 的 EdiArray™ CRISPR GFP 和 Negative Control 慢病毒颗粒进行细胞的慢病毒转染效率和筛选条件的检测。

### 1、使用方法

将 EdiArray™ 的慢病毒颗粒加入到 Cas9 稳定表达的细胞系中或者将 EdiArray™ 的慢病毒颗粒和包装有 Cas9 的慢病毒颗粒共同加入到靶细胞中去进行侵染。

共转染的方法可以减少产生 Cas9 稳定表达细胞系的时间，但是使用 Cas9 稳定表达细胞系可以提高基因编辑的效率。EdiArray™ 的 Cas9 慢病毒颗粒也能够提供简单高效的制备 Cas9 稳定表达细胞系的方法。

### 2、筛选使用的 MOI

细胞的特性是影响慢病毒侵染效率的（例如分裂细胞和不分裂细胞侵染效率是不一样的），所以在筛选前首先要确定一下细胞所使用的 MOI，一般较高的 MOI 能确保较高的敲除效率。

我们建议使用 EdiGene 的 EdiArray™ CRISPR GFP 和 Negative Control 慢病毒颗粒来确定靶细胞侵染的 MOI。

### 3、侵染条件

对于每一株细胞需要先确定最适合的侵染条件，如果需要进行共侵染，我们建议是包装有 Cas9 的慢病毒的 MOI 应达到 5-10 左右以获得较好的敲除效果。

Polybrene 能够提升慢病毒的侵染效率 2-10 倍 所以在筛选前确定靶细胞所使用的 Polybrene 浓度。建议测试 Polybrene 的浓度区间为（2-8  $\mu\text{g}/\text{mL}$ ）。

使用 puromycin 进行抗生素筛选，首先要确定靶细胞所使用的最适浓度。一个典型的 puromycin 筛选测试需要 7-10 天左右。

## 三、实验步骤




图1 使用 EdiArray™ 的 CRISPR 文库进行筛选的两种方式

两种方式 第一种是使用 EdiArray™ 的 CRISPR 文库和 EdiArray™ 的 Cas9 慢病毒颗粒进行共转染；第二种是使用 Cas9 稳定表达的细胞株加入 EdiArray™ 的 CRISPR 文库进行筛选。

下面是使用 EdiArray™ 的 96 孔形式筛选的操作方法：

**第 1 天**

1. 在 96 孔板中加入 100 $\mu$ L/well 的靶细胞，置于 37°C、5% CO<sub>2</sub> 细胞培养箱中培养 24 h 后使得细胞密度达到 50%左右；

**第 2 天**

2. 从 - 80°C取出 EdiArray™ 的 CRISPR 文库板子，放置在 37°C的环境中解冻，然后放置在冰上；
3. 在使用前对 EdiArray™ 的 CRISPR 文库板子离心，速度 $\leq$ 200g $\times$ 2min；
4. 加入合适的 MOI 的慢病毒到 96 孔的靶细胞上清中，轻轻晃动 96 孔板使得病毒均匀分散；
5. 置于 37°C、5% CO<sub>2</sub> 细胞培养箱中培养 48h；

**第 5 天**

6. 取出 96 孔细胞培养板，去除上清，加入含有合适浓度的 puromycin 的新鲜培养基，筛选侵染成功的靶细胞；
7. 每 2 天换一次含有合适浓度的 puromycin 的新鲜培养基；

**第 9 天 ( 或者更长 )**

8. 筛选侵染成功的细胞结束后，进行预先设计的实验方案 ( 例如细胞存活实验、表面蛋白表达实验、高内涵筛选、报告实验等等 )。

**注意：**GFP 对照孔内不可以加入 puromycin 进行筛选，因为该质粒不含 puromycin 抗性。

## 相关产品

产品名称	货号
EdiArray™ Cas9 Lentivirus, 100 $\mu$ L	ARR60301
EdiArray™ Cas9 Lentivirus, 1 mL	ARR60302
EdiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus with GFP, 100 $\mu$ L	ARR60303
EdiArray™ CRISPR Positive Control Lentivirus with GFP, 1mL	ARR60304
EdiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, (Human) 100 $\mu$ L	ARR60305
EdiArray™ CRISPR Negative Control Lentivirus, (Human) 1mL	ARR60306

**EdiGene Inc.**

Web: edigene.com

E-mail: support@edigene.com

Tel: 010-8073 3899 ext.802

Address: Life Science Park, No.22 Kexueyuan Road, Changqing District, Beijing, 102206, China